



Product Specification Report

3/93070001/0420

Detergente liquido disinfettante concentrato per la pulizia di utensili, attrezzature e pavimenti. Trova applicazione sia nelle industrie alimentari che nel settore ospedaliero.

ZEP DK SAN

Detergente disinfettante concentrato. PMC n. 18340

CARATTERISTICHE:

Presidio Medico Chirurgico	DK SAN è un P.M.C. registrato al n. 18340 presso il Ministero della Salute
Versatile	Particolarmente adatto per pulire e disinfettare pavimentazioni, pareti, attrezzi, utensili, contenitori, miscelatori, celle frigorifere nelle varie industrie comprese quelle agroalimentari. Svolge attività detergente su sporchi grassi e organici in genere. Può essere applicato anche nelle comunità compreso il settore ospedaliero
Efficacia	Pulisce efficacemente anche sporchi pesanti
HACCP	Conforme al REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 e al D.lgs 193/2007-HACCP, relativamente alla detersione e sanificazione nel settore alimentare

APPLICAZIONI:

E' particolarmente adatto per disinfettare e pulire pavimenti, pareti, attrezzi e utensili, contenitori e miscelatori, celle frigorifere nelle più svariate industrie (comprese quelle alimentari e agricole) e nelle comunità (compreso il settore ospedaliero). Prodotto idoneo per la pulizia e la disinfezione dei pacchi alettati e filtri degli impianti di refrigerazione e riscaldamento.

SPECIFICHE:

Forma.....Liquido
 Colore.....Incolore
 Odore.....Lieve
 Peso Specifico a 20°C.....± 1,03 g/cm³
 Solubilità in acqua.....Completamente miscibile
 Valori di pH a 20°C.....11,1 ± 0,5
 Shelf life.....1 anno

INGREDIENTI ATTIVI:

- Sale quaternari di ammonio (didecil dimetil ammonio cloruro)

COMPATIBILITA':

Il prodotto è compatibile con tutti i materiali compatibili con l'acqua come acciaio inox, alluminio, acciai smaltati o zincati o a banda stagnata, rame stagnato, ottone, vetroresina, gomme e resine sintetiche varie.

APPROVAZIONI:

ZEP DK SAN è un P.M.C. registrato al n. 18340 presso il Ministero della Salute

MODALITA' D'USO:

Su superfici

Sporco leggero 1%
Sporco pesante 2-5%

Lasciare agire per 5 minuti o più, far seguire un breve risciacquo.

Nebulizzato

2% uso interno
5% esternamente

Senza necessità di risciacquo.

ATTIVITA' BATTERICIDA:

Pulisce e disinfetta con un'unica e semplice operazione. Efficace battericida attivo su vasta gamma di microrganismi patogeni. ZEP DK SAN è efficace nei confronti di microrganismi quali:

- *Salmonella cholerae suis*
- *Salmonella typhosa*
- *Escherichia coli*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Micrococcus piogene*
- *Staphilococcus aureus*
- *Staphilococcus aureus*
- *Legionella pneumophila*

Il principio attivo risulta efficace anche contro virus incapsulati appartenenti alla famiglia dei coronavirusidae.



ISO 9001
 BUREAU VERITAS
 Certification
 N° 206982
 IT
Zep Italia s.r.l.
 T • 800 016 918
 Numero Verde Tecnico
 800-579185
 tecnico@zepeurope.com
 www.zep.it

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti Zep solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

UK
Zep UK Ltd.
 T • 0151 422 1000
 F • 0151 422 1011
 info@zep.co.uk
 www.zep.co.uk

BE
Zep Industries BV
 T • 02 347 01 17
 F • 02 347 13 95
 sales@zep.be
 www.zepindustries.be

NL
Zep Industries BV
 T • 0164 250100
 F • 0164 266710
 info@zepbenelux.com
 www.zepindustries.nl

DE
Zep Industries BV
 T • 0521 174158
 F • 0521 5217114
 sales@zepbenelux.com
 www.zepindustries.de