

HG[®]

scarichi

sturalavandino gel



- efficace dopo 30 minuti
- non è necessaria acqua calda
- per tutti i tubi di scarico*
- pronto per l'uso

non schizza



1L e

HG sturalavandino gel


HG "sturalavandino gel" è uno sturalavandini unico, sicuro e molto potente che può essere utilizzato immediatamente. Il gel è denso e aderente pertanto non schizza. A causa del suo peso (il gel è molto più pesante dell'acqua) penetra rapidamente nello scarico ostruito senza dissolversi, fino a raggiungere l'ostruzione e ad agire. Questo prodotto, a differenza degli sturalavandini granulari, non aumenta l'ostruzione e non intacca i tubi di scarico in plastica.

Istruzioni per l'uso:

Versare con cautela 300 ml di HG "sturalavandino gel" nello scarico ostruito. Lasciare agire per 30 minuti, quindi sciacquare abbondantemente con acqua. In caso di ostruzione ostinata che blocca completamente lo scarico riempire il lavello o lavabo con acqua calda. Quindi aggiungere 300 ml di HG "sturalavandino gel" all'acqua e lasciarlo agire per tutta la notte. Sciacquare abbondantemente con acqua calda la mattina successiva. Per le ostruzioni ostinate causate da residui di cibo e grassi utilizzare preferibilmente HG "sturalavandino per cucine". Per le ostruzioni causate da capelli si consiglia HG "sturalavandino scioglie capelli".

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. *Non indicato per tubi di scarico in alluminio o zinco. Non rimuove le ostruzioni causate da cemento o oggetti metallici. Per le fosse settiche utilizzare HG "Sturalavandino per cucine". Nel caso improbabile che questo prodotto non produca risultati sufficienti, si consiglia di utilizzare HG "sturalavandino a duplice azione". HG "sturalavandino a duplice azione" è uno sturalavandini estremamente potente dotato della garanzia unica "soddisfatti o rimborsati". • Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31(0)36 5494 777 • Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

SE AVETE DOMANDE RIGUARDO LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE www.HG.eu



HG[®]

scarichi

sturalavandino gel



- efficace dopo 30 minuti
- non è necessaria acqua calda
- per tutti i tubi di scarico*
- pronto per l'uso

non schizza



1L e



contiene fra l'altro	
tensioattivi anionici, tensioattivi non ionici	<5%
agenti conservanti: 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diolo	



PERICOLO H314- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **P101-** In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102-** Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P280-** Fare uso di guanti protettivi e di un dispositivo di protezione degli occhi. **P303+P361+P353-** IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle (o fare una doccia). **P305+P351+P338-** IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P310-** Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. **P501-** Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. Contiene: idrossido di sodio EINECS 215-185-5

HG International s.r.l.,
Damslusweg 78,
1332 EJ Almea, Olanda.
Tel.: +31 (0)36-5494700

HG Italia S.p.A. - Impianto Paolo
Toscanello 132, 00121 Roma,
Italia. Tel. (0039) 0695214911